

אנטיגון

יעילות חיטוי מוכחת בזמן מגע של דקה אחת כנגד מיקרואורגניזמים שונים כגון: בקטריות (כולל חיידק השחפת - TB), פטריות, נבגים ונגיפים (כולל נגיף שפעת החזירים A/H1N1). עומד במבחני יעילות לפי תקני EN. יעיל לשימוש בסביבה נקייה ומלוכלכת. מנקה ומחטא. אידיאלי לבתי חולים, מוסדות רפואיים, מעבדות, מרפאות שיניים ומתקנים וטרינריים.

Activity Claim	Test protocol	Test Organisms
Bactericidal	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Proteus mirabilis</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> , <i>Salmonella choleraesuis</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella typhimurium</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Enterobacter cloacae</i>
	EN 13727	MRSA, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Acinetobacter baumannii</i>
	EN 1656	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Proteus vulgaris</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>
Fungicidal	EN 1650	<i>Aspergillus niger</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Trichophyton mentagrophytes</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
	EN 13624	<i>Aspergillus niger</i> , <i>Candida albicans</i>
	EN 1657	<i>Aspergillus niger</i> , <i>Candida albicans</i>
Tuberculocidal/ Mycobactericidal	EN 14348	<i>Mycobacterium terrae</i> , <i>Mycobacterium avium</i>
	EN 14204	<i>Mycobacterium avium</i>
Virucidal	EN 14476	HIV, Human Corona Virus, Human Influenza Virus, Herpes simplex virus, Swine influenza A Virus
Sporicidal	EN 13704	<i>Bacillus subtilis</i> spores, <i>Clostridium difficile</i> spores, <i>Clostridium sporogenes</i> spores, <i>Bacillus cereus</i> spores



Patent pending No. 190-181



LOT } SEE CONTAINER
Use by }



תכולה: 200 מגבוניים